

Gebrauchsinformationen und sonstige wichtige Hinweise zum Artikel: Scholl GelActiv SPORT Einlegesohlen für Männer

Produkteigenschaften:

- effektive Polsterung für die Gelenke
- stoßdämpfende GelActiv Technologie
- für Schuhgröße 42-48

Was zeichnet die Scholl GelActiv SPORT Einlegesohle aus?

Diese Einlegesohlen werden speziell entwickelt, um Stöße abzufedern und übermäßige Druckbelastungen beim Laufen oder bei anderen Sportarten zu reduzieren. Mit seiner polsternden und gleichzeitig unterstützenden Wirkung des Fußgewölbes passen die Einlegesohlen ausgezeichnet in Sportschuhe.

- > starke Unterstützung des Fußgewölbes
- > schont Fersen, Knie- und Sprunggelenke
- > GelActiv Technologie
- > anatomische Form für ganztägigen Tragekomfort

GelActiv Technologie:

Die GelActiv Technologie mit dem ergonomisch geformten Gelkern, der in die Einlegesohle integriert ist, bietet eine noch bessere Stoßdämpfung und Polsterung im Vergleich zum Gehen ohne Einlegesohlen. GelActiv wirkt effektiv gegen kleinere Stöße und reduziert den übermäßigen Druck beim Laufen oder bei anderen Aktivitäten.

Gebrauchsanweisung:

- Gegebenenfalls zuschneiden. Schneiden Sie entlang der Umrisslinie, die zu Ihrer Schuhgröße passt oder richten Sie sich nach der Original-Einlegesohle Ihrer Schuhe.
- Für beste Ergebnisse entfernen Sie die vorhandenen Schuheinlagen und ersetzen Sie diese durch die Scholl GelActiv Einlegesohlen mit der GEL-Seite nach unten. Wechseln Sie die Einlegesohlen, wenn Sie Anzeichen von Abnutzung zeigen. Wir empfehlen einen Wechsel alle sechs Monate.